

# Sistema CardioSW-Holter

- ✓ Programa Analizador de Arritmias
- ✓ Registro de 24, 48 y 72 horas

## CALIDAD DIGITAL

Registro de alta calidad de 3 y hasta 12 canales simultáneos en memoria flash intercambiable.



- Pantalla LCD para verificar calidad del trazo sin PC.
- Tamaño compacto y ligero.
- Completamente programable
- Alta fidelidad de registro
- Detección de marcapasos
- Bajo consumo de energía
- Rápida transferencia de datos.



CE	FDA	ATS-ERS	ISO	ISO
0476	Approved	Standards	9001-2000	13485




## VENTAJAS

- Modelo compacto
- Todas las funciones en un solo programa
- Práctico y económico
- Puede trabajar a distancia con sistema MedLinkNet

## Programa CardioSW-Holter

- Análisis de arritmias en 3/12 derivaciones por 24h
- Clasificación automática de los QRS con análisis de morfologías y detección de eventos
- Análisis de los cambios del segmento ST y evaluación de isquemia miocárdica
- Excelente evaluación de marcapasos
- Función para estudios de la Apnea de Sueño Obstructiva (OSAS)
- Detección de Fibrilación Auricular y Flutter Auricular.
- Estudio de la variabilidad de la FC (HRV) en el dominio del tiempo y la frecuencia



**Display LCD para visualizar calidad del registro de ECG**



**EL SOFTWARE OFRECE UNA FÁCIL INTERFAZ PARA  
LOS USUARIOS, ASI COMO PARA EL MANEJO DE LOS  
REGISTROS DE PACIENTES**



FDA

ATS-ERS

ISO

ISO

0476

Approved

Standards

9001-2000

13485